



Industria Química Tamar S.L

# Cloro lento (pastilla)

## **DESCRIPCIÓN:**

Bidón de plástico 5 kg de cloro en pastillas de acción lenta, ideal para hacer el tratamiento de desinfección del agua de la piscina y recuperar aguas deterioradas o turbias.

## **PROPIEDADES:**

Tricloroisocianurato sódico y ácido bórico

## **CARACTERÍSTICAS:**

- Aspecto: pastillas color blanco.
- PH (solución al 1 %): 6-7
- Solubilidad en agua a 25°C: 290 g/ l de agua
- Densidad aparente (típica): 800-900 kg / m<sup>3</sup>
- Contenido en cloro útil: Mínimo 55 %
- Humedad: Máximo 14 %
- Granulometría:
  - No pasa tamiz 2000 micras: Máximo 3 %
  - Pasa tamiz 150 micras: Máximo 3 %

## **MANEJO Y TRANSPORTE:**

Se aconseja revisar la hoja de seguridad del producto.

NOTA: No mezclar con otros productos, pueden desprenderse gases peligrosos (Cloro).

#### **INSTRUCCIONES DE USO:**

Destinado principalmente al tratamiento de aguas de piscina. Puede ser aplicado directamente en el agua o disuelto previamente.

Pastillas de disolución lenta para tratamientos de recuperación o mantenimiento y desinfección del agua de la piscina.

Ajustar el pH del agua de la piscina, situándolo entre 7,2 y 7,6.  
Tratamiento de mantenimiento: añadir 3-5 g/m<sup>3</sup> de agua cada día.

#### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Guardar el producto en su envase original. Conservar el recipiente cerrado bajo llave, fuera del alcance de los niños, en un lugar seco, lejos de otros productos químicos en especial los combustibles, ya que puede provocar fuego y desprendimiento de cloro.

#### **PERSECUCIONES Y RETENCIONES:**

Evitar la formación de polvo, ya que es muy irritante para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Es necesario manipularlo en lugar abierto y con la protección adecuada.

Es nocivo por ingestión, por lo que debe mantenerse alejado de alimentos y bebidas. Para mayor información, véase la ficha de datos de seguridad.

**NOTA:** El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto. HOMOLOGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL USO EN PISCINAS CON EL Nº 10-60-4150

**P.I. Tarancón Sur – C/ Bachiller Sansón Carrasco, parcelas 8  
y 10 Apdo. -210**

**Teléfono: 969 321 848 \* Fax: 969 320 066**

**16400 TARANCÓN (Cuenca)**

**info@salesdelcentro.es \* [www.salesdelcentro.es](http://www.salesdelcentro.es)**